

# Collecte de salive

## Matériel

---

Art. Nr. M239    Salivette

## Prélèvement de l'échantillon

---

Le prélèvement doit être effectué au moins **30 minutes après avoir mangé, bu ou s'être brossé les dents.**



1. Avant de commencer la collecte, rincer la bouche avec de l'eau puis recracher tout le liquide.
2. Ouvrir le couvercle de la Salivette et retirer le rouleau de coton du récipient interne suspendu.
3. Placer le rouleau de coton dans la bouche sous la langue pendant 2 minutes jusqu'à ce qu'il soit imbibé de salive avec mouvement de mastication.
4. Remettre le rouleau de coton salivé dans le récipient interne suspendu et fermer soigneusement la Salivette.
5. Étiqueter la Salivette avec le nom, la date et l'heure du prélèvement.
6. Répéter les étapes 2 à 4 pour chaque échantillon de salive.

## Stockage et transport

---



Conserver les échantillons de salive au réfrigérateur jusqu'au transport.

Placer les Salivettes contenant les échantillons de salive dans l'enveloppe préadressée et les envoyer au laboratoire ou les déposer dans votre cabinet médical.