



Methodenumstellung für Oxyurentest (Enterobius Vermicularis) Hinweise zur Probenentnahme

Seit Kurzem führen wir die Analyse „Oxyuren Eier“ (Enterobius Vermicularis) mittels PCR durch. Dies ersetzt den mikroskopischen Nachweis der Oxyuren-Eier auf einem Scotch-Präparat. Dazu benötigen wir einen Analabstrich im eSwab. Die Probengewinnung erfolgt am Morgen vor dem Toilettenbesuch durch das Abstreichen der Analfalte mit dem Tupfer.

Eine detaillierte Anleitung ist unter folgendem Link abrufbar:
www.team-w.ch/de/oxyuren

Bisherige Methode: Mikroskopie
Neue Methode: PCR

Anforderungsprofil: 5512
Material: eSwab
Preis: 91 TP

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

labor team w ag

August 2017