

# Raccolta della saliva

## Materiale di raccolta

---

Art. Nr. M239    Salivette

## Raccolta del campione

---

La raccolta del campione deve avvenire almeno **30 minuti dopo aver mangiato, bevuto o essersi lavati i denti.**



1. Prima di iniziare la raccolta, sciacquare la bocca con acqua e sputare tutta l'acqua.
2. Aprire il coperchio della Salivette e rimuovere il rotolo di cotone dal contenitore sospeso.
3. Posizionare il rotolo di cotone in una tasca della guancia per 2 minuti masticando leggermente e impregnare completamente di saliva.
4. Riporre il rotolo di cotone impregnato di saliva nel contenitore sospeso e chiudere accuratamente la Salivette.
5. Etichettare la Salivette con il nome, la data e l'ora del prelievo.
6. Ripetere i passaggi 2-4 per ogni campione di saliva.

## Conservazione e trasporto

---



Conservare i campioni di saliva in frigorifero fino al trasporto.

Mettere le Salivette contenenti i campioni di saliva nella busta preindirizzata e spedirle al laboratorio o consegnarle presso il proprio studio medico.