



TBC-Bluttest (IGRA): Einführung des QuantiFERON-TB GOLD Tests

Ab 02.12.2020 führen wir anstelle des T-SPOT.TB-Tests den QuantiFERON-TB GOLD-Test durch.

Dadurch gelten neu folgende Referenzwerte:

<0.35 negativ

0.35-1.00 kontrollbedürftig

>1.00 positiv

Präanalytik: Aufgrund der begrenzten Probenstabilität muss die Probe innerhalb von 24h im Labor angesetzt werden. Probenansatz Montag bis Freitag um 11:00 Uhr und um 17:00 Uhr. Abholung via Kurier, kein Postversand.

Anforderungsprofil: 2755

Material: 4 ml Lithium-Heparin-Vollblut, ohne Trenngel, keine Zentrifugation, Lagerung bei Raumtemperatur

Preis: 100 TP

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

labor team w ag

Dezember 2020